



MANGAR ELK Notfall- Hebekissen

Das ELK ist ein Hebekissen, mit dem Personen vom Boden aufgeholfen werden kann.

LEICHT ZU MONTIEREN

- Hebekissen wird mit einem Airflo- Kompressor und einer Handsteuerung aufgepumpt
- einfach zu bedienen, erfordert keine Einweisung
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- kann von einer Hilfsperson bedient werden

EINFACH ZU PFLEGEN

- kann mit allen gängigen Mitteln desinfiziert werden
- leicht zu entleeren, zusammenzufalten und zu lagern
- Material wurde nach hohen Standards mit außergewöhnlicher Haltbarkeit, Festigkeit & Leistung unter härtesten Bedingungen ausgedacht

SICHER IN DER ANWENDUNG

- Hebt Gewicht bis zu 450 kg
- Außergewöhnlich fest und stabil
- Ideal für Betreuer von Personen mit neurologischen Störungen, die regelmäßig stürzen

VERBESSERT DAS WOHLBEFINDEN

- Bietet einen sicheren, würdevollen Hebevorgang für eine gestürzten Person
- Reduziert das Risiko von Muskel-Skelett-Verletzungen für die Hilfsperson
- Kann bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, wo herkömmliche Hebevorrichtungen möglicherweise nicht

TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht	450 kg
----------------------	--------

Max. Höhe	56 cm
-----------	-------

Min. Höhe	Flach
-----------	-------

Sitztiefe	50 cm
-----------	-------

Breite	57"
--------	-----

Gesamtgewicht	3.6 kg
---------------	--------

Airflo Kompressor	24
-------------------	----

Hebeleistung pro Ladung	Bis zu 6 Hebevorgänge
-------------------------	-----------------------



Merkmale

1. **4-Wege-Handschalter.**
2. **Material hergestellt aus sehr starkem Polyurethan- beschichtetem Nylon, antimikrobielle Oberfläche**
3. **Entfernen oder behalten** Sie die Stabilisatoren für zusätzlichen Komfort
4. **Kann zum Heben einer Trage verwendet werden**
5. **Einfacher Aufbau** – verbinden Sie die vier Schläuche der Handbedienung an den entsprechenden Nummern und farbigen Anschlüssen am ELK
6. **Angetrieben von einem Airflo24 Kompressor**



Zubehör

- ELK-Stabilisator- Verlängerungen
- Gleittuch
- ELK Endkappen-Set



Produkt-Code: MPCA070400



Scanne Mich

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.winncare.de

E-Mail: anfragen@winncare.de

Telefon: +49 - (0)1 52 9000 50 90

WIN  CARE