

# RAISER LØFTEPUDE



Raiser løftepude er det ideelle hjælpemiddel til at være mere selvhjulpen i eget hjem, og egner sig til mange forskellige situationer, bl.a. som hjælp til at komme ud af sengen, lænestolen eller bilen. Takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Raiser anvendes såvel ude som inde.

- Med et tryk på knappen hæver og sænker den brugervenlige håndbetjening puden.
- Raiser passer i alle lænestole og kan nemt flyttes fra stol til stol.
- Kræver ingen installation.
- Helt op til 25 løft pr. opladning.
- Meget let (1,5 kg) og nem at have med sig.
- Raiser er let og handy, som gør, at den nemt kan tages med på rejser eller på besøg ved familie og venner.
- Materialet er ekstra holdbart og stærkt, og Raiser kan derfor anvendes såvel ude som inde.

## RAISER LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 190 kg

**Maks. højde:** 23 cm

**Bredde:** 43 cm

**Længde:** 43 cm

**Totalvægt:** 2,8 kg

**Antal løft pr. opladning:** Op til 25 løft

**Kompressor:** AirFlo 12

**Varenummer:** MPCA200500

**HMI-nummer:** 123469



**WIN CARE**

[winnocare.com](http://winnocare.com) / [info@winnocare.dk](mailto:info@winnocare.dk) / +45 7027 3720