

CAMA AERYS®

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

Graças a um estilo depurado que se diferencia do ambiente hospitalar usual e a múltiplas funcionalidades, pode ser adaptado às diversas patologias dos pacientes, favorecendo também a ergonomia dos cuidadores.

A cama Aerys incorpora, na sua caixa de controlo, um novo software de gestão:

- Permite memorizar a altura para personalizar e facilitar a entrada/saída da cama do paciente.
- Aceder, através de um botão, à posição de cadeira (proclive)
- Uma paragem a -5° na posição Trendelenburg para recolher o paciente na cama.
- Uma posição Trendelenburg a -12° para emergências.

• **Segurança:**

- Gestão eletrónica da horizontalidade da cama mediante motores sincronizados de altura variável, em caso de carga adicional no pé ou na cabeceira da cama.

- Em caso de falha elétrica de um dos motores, é possível neutralizar manualmente as funções proclive/declive e a altura variável.

• **Ergonomia:** amplitude variável da altura de 24,5 a 80 cm.

Características da travessa dupla:

- Comodidade de trabalho para os cuidadores a qualquer altura.
- Facilidade de limpar debaixo da cama.
- Trânsito fácil das gruas e das mesas para refeições na cama.
- Sistema de fixação dos painéis Easy-move.

- Se escolher a opção (t) com sistema de deslocamento multidirecional, um aviso sonoro e uma paragem de 3 segundos irá alertá-lo sobre a necessidade de aprovação da posição de travagem e não travagem. Também pode escolher a cor do revestimento de epóxi da cama consultando a nossa carta de cores.



Cama apresentada com painél Abélia em Faia Claro



Também
AERYS CONFORT
 (100x200 cm) y
AERYS XXL
 (120x200 cm.,
 para pacientes de até 270 kg)

(2) OPÇÕES E ACESSÓRIOS:

(1) RCP - Reanimação cardiorrespiratória

- Rodas DESIGN Ø 75 mm
- Pedal de travagem centralizada no pé da cama (Travão centralizado)
- Elevador de encosto elétrico RCR
- Elevador de encosto com translação
- Sommier compacto amovível
- Sistema de deslocamento multidirecional 4 rodas com 75 mm de diâmetro na cabeceira
- Gama SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV
- Bateria de emergência
- Controlo no braço/suporte flexível
- Controlo para o cuidador
- Controlo por infravermelhos
- Extensão para sommier
- Batente de parede
- Pintura do sommier disponível em várias cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
AERYS 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos e função proclive/declive Ref. IAE2L08075t	90 x 200 cm sommier não divisível Declive: -12° Proclive: +17° Lâmina metálica soldada	de 24,5 a 80 cm	até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	Colchão 20 kg Acessórios 15 kg Paciente 165 kg Carga máxima: 200 kg	multidirecionais travagem individual Ø 75 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motorização e caixa, LINAK IP66 Controlo 5 funções com bloqueio LINAK IP54

* EE = Elevador de encosto

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.