



# AIDE AU REPAS

Le repas et sa préparation sont des moments particulièrement importants dans le maintien de l'autonomie, pour la personne elle-même et souvent une étape difficile pour l'aidant dans son accompagnement quotidien.

Nous vous proposons une gamme variée d'aides techniques adaptées qui permettent de compenser la perte plus ou moins importante d'autonomie et d'en faciliter à chacun la gestion.



Les bavoirs/serviettes s'utilisent pour **protéger les personnes dépendantes** au cours des repas.  
Réalisés en PVC, ils sont imperméables et non inflammables.

## Service longue réversible



### LES + PRODUIT

- ▶ Préserve contre les risques d'humidité de l'abdomen à mi-cuisse
- ▶ Fixation par pression ajustable, rapide et simple

	Référence	Dimension	Entretien	Composition
Serviette longue réversible	25.20410	43 x 91 cm	60°	P80% coton 20% polyester film 100% polyuréthane

## Serviette longue



### LES + PRODUIT

- ▶ Barrière en vinyle satiné imperméable protégeant contre les risques de brûlures
- ▶ Fixation par pression ajustable

	Référence	Dimension	Entretien	Composition
Serviette longue	25.20400	43 x 91 cm	95°	100% coton brossé /Dessous : tricot 100% polyester, enduit enduit 100% polychlorure de vinyle

## Bavoir PVC



### LES + PRODUIT

- ▶ Fermeture par liens
- ▶ Facile à nettoyer avec poche de récupération

	Référence	Dimension	Entretien	Composition
Bavoir PVC	06.4310	42 x 44 cm	40°	100% polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup> classé M1



## Les conseils d'Aurélie Clérembaux

Ergothérapeute D.E.

"Utilisez l'assiette à rebord si vous avez des difficultés pour remplir votre cuillère notamment en cas d'hémiplégie ou de tremblements.

Le support antidérapante permet à l'assiette de rester bien positionnée. Par ailleurs, dans les pathologies de type Alzheimer, je vous conseille au regard des dernières études sur ce sujet, de privilégier l'assiette rouge, cette couleur stimulant l'envie de manger."



## Indication

Pour personne :

Troubles de la préhension,  
Troubles de la coordination des mouvements (main, poignet, épaule),  
Tremblements (par exemple symptôme de la maladie de parkinson),  
Troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer,...) la couleur rouge est conseillée.

## Assiette à rebord



base antidérapante détachable

- ▶ Assiette économique très pratique pour l'utilisation à une main.
- ▶ Dispose d'un côté à rebord incurvé et d'un côté à rebord bas. Elle dispose d'une ventouse amovible permettant de fixer l'assiette à la table pour gagner en sécurité.
- ▶ Disponible en 2 coloris : blanc ou rouge (coloris spécialement étudié pour les maladies mentales).
- ▶ Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse.

	Références	Coloris	Diamètre	Hauteur	Entretien	Composition	+
Assiette à rebord	CE02ASR02	Blanc	23 cm	6 cm	sauf la base antidérapante	ABS, Base antidérapante : Elastomère SEBS	
	CE02ASR05	Rouge					

## Bol



base antidérapante détachable

- ▶ Bol spécialement étudié pour manger d'une seule main ou pour les personnes faibles grâce à son rebord haut.
- ▶ Il dispose d'une ventouse amovible permettant de le fixer à la table pour gagner en sécurité. Bol en polypropylène et base en caoutchouc antidérapante.
- ▶ Disponible en 2 coloris : blanc ou rouge (coloris spécialement étudié pour les maladies mentales).
- ▶ Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse.

	Références	Coloris	Diamètre	Hauteur	Entretien	Composition	+
Bol	CE02BOL02	Blanc	15 cm	7,8 cm	sauf la base antidérapante	Polypropylène, Base antidérapante : Elastomère SEBS	
	CE02BOL05	Rouge					



## Les conseils d'Aurélie Clérembaux

Ergothérapeute D.E.

"Le couteau facilite la préhension grâce à son manche grossi notamment pour les personnes souffrant de polyarthrite, d'arthrose,..

La possibilité d'orienter la partie métallique facilite l'approche de la cuillère vers la bouche, lorsque les mouvements combinés du bras, du poignet et de la main sont difficiles à réaliser (rupture de coiffe des rotateurs, Alzheimer, arthrose,...)"



### Indication

Pour personne présentant :

De troubles musculaires (tonus, spasticité, atonie), articulaires (déformations raideurs du poignet, coude, épaule), athétose, troubles de la coordination (oeil-main), troubles cognitifs, (...)

En cas de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer,...) la couleur rouge est conseillée

## Couverts ergonomiques

### Couteau



- ▶ Le couteau, lesté, à large manche, est ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- ▶ Sa poignée ovale est amovible et orientable par rapport à la lame.
- ▶ Passe au lave-vaisselle.
- ▶ 2 coloris pour accompagner les patients à troubles cognitifs.

	Références	Coloris	Longueur
Couteau	CE02COT03	Noir	21 cm
	CE02COT05	Rouge	

### Fourchette



Partie métallique orientable de manière à former un angle et répondre ainsi au besoin de l'utilisateur.



- ▶ Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- ▶ Poignée ovale est amovible et orientable.
- ▶ 2 coloris pour accompagner les patients à troubles cognitifs.

	Références	Coloris	Longueur
Fourchette	CE02FOU03	Noir	20 cm
	CE02FOU05	Rouge	

### Cuillère à soupe



Partie métallique orientable de manière à former un angle et répondre ainsi au besoin de l'utilisateur.



- ▶ Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- ▶ Poignée ovale est amovible et orientable.

	Référence	Coloris	Longueur
Cuillère à soupe	CE02CUS03	Noir	21 cm

### Cuillère à café



Partie métallique orientable de manière à former un angle et répondre ainsi au besoin de l'utilisateur.



- ▶ Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- ▶ Poignée ovale est amovible et orientable.

	Référence	Coloris	Longueur
Cuillère à café	CE02CUC03	Noir	19 cm





## Les conseils d'Aurélie Clérembaux

Ergothérapeute D.E.

"Le verre paille permet aux personnes ayant des troubles de la déglutition de s'hydrater en limitant le risque de fausse route. La forme du verre ergo facilite la préhension. Sa couleur permet de mieux le repérer dans l'espace. Pour ces deux raisons, il est particulièrement indiqué pour les personnes souffrant d'Alzheimer."



### Indication

Pour personne présentant :

- D'arthrose, de polyarthrite,
- De tremblement essentiel (TE), tremblement cérébelleux, ...),
- De faiblesses musculaires.



## Verre paille

- Le verre paille permet aux personnes alitées de boire en toute tranquillité. Son système unique de paille intégrée, ainsi que son couvercle amovible, lui confèrent des qualités anti-déversement rendant possible la déglutition en position allongée.

	Références	Coloris	Entretien	Contenance	Composition
Verre paille	CE07VEP01	Transparent		25 cl	Polypropylène



## Porte verre 2 anses

- Ce porte-verre, 2 anses, s'adapte sur la majorité des verres de cuisine.
- Il a été conçu pour les personnes souffrant de problème de coordination ou souffrant de faiblesses musculaires.

	Référence	Coloris	Entretien	Composition
Porte verre 2 anses	CE02POV02	Blanc		Polypropylène



## Verre Handicap

- Muni de 2 anses et de forme inclinée, le verre Handicap® a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination.
- Il permet, grâce à son couvercle, de boire en toute sécurité.

	Références	Coloris	Entretien	Contenance	Composition	Compatible
Verre Handicap	CE08VHP01	Transparent		22 cl	Polycarbonate	
	CE08VHP04	Bleu				
	CE08VHP06	Vert				
	CE08VHP10	Orange				



## Verre ergo avec bec verseur

- Ergonomique à bec verseur, ce verre bénéficie de par ses formes arrondies non lisses d'une bonne prise en main pour favoriser l'autonomie du patient. Par ces qualités antiglisse, l'utilisateur peut boire en toute tranquillité, le couvercle prévient le renversement.

	Références	Coloris	Entretien	Contenance	Composition	Compatible
Verre Handicap	CE07VEB01	Transparent		25 cl	Polycarbonate	
	CE07VEB04	Bleu				
	CE07VEB07	Violet				
	CE07VEB10	Orange				

