

HOME SWEET HOME

MON DOMICILE MON EQUILIBRE

2020-2021



WINCARE

F r a n c e

www.winnicare.fr

NOUVEAU

SOMMAIRE

POUR RESTER CHEZ SOI LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

Winnicare vous propose un éventail de solutions pour faciliter la vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie et permettre le maintien au domicile.



Ce guide vous propose nos solutions pour la chambre et le transfert des personnes en perte d'autonomie.

Pour plus d'informations, retrouvez toutes les fiches techniques de ces produits sur notre site internet www.winnicare.fr.



Tous les produits Winnicare sont des dispositifs médicaux qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE associé. Il est IMPORTANT de vous reporter à la notice de chaque produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications et informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès de votre médecin

LA CHAMBRE

X'PRESS®	06
X'PRIM®	07
X'PRESS® Low	08
XXL X'PRESS®	09
XXL DIVISYS®	10
PITCHOUNE®	11
DUO DIVISYS®	12
S.A.M	14
ACCESSOIRES DE LIT	16

LA PREVENTION D'ESCARRE

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR L'ESCARRE	20
--------------------------------------	----

NOS MATELAS THÉRAPEUTIQUES

GUIDE AU CHOIX MATELAS	22
MORFÉA®	24
APLOT®	25
GAMME ALOVA®	26
AXTAIR ONE® PLUS	28
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS	29

NOS COUSSINS DE PRÉVENTION

POSTURA	30
LES SOLUTIONS DE PRÉVENTION DE L'ESCARRE DU TALON	32
GUIDE AU CHOIX COUSSIN	34
ALOVA® GALBÉ	35
KINERIS®	36
GAMME CONFORT ALOVA®	37

LE TRANSFERT

WINN'MOTION 150 & 175®	40
ELEV'UP®	41
SANGLES LÈVE-PERSONNES	42

Brochure destinée aux professionnels de santé et de la prestation de services.
Dispositif Médical de Classe 1 selon le règlement (UE) 2017/745

CE Lire notice d'utilisation



LA CHAMBRE

INTIMITÉ, CONFORT, SÉCURITÉ


Pour répondre aux différents besoins, le lit médicalisé est équipé de plusieurs fonctions électriques pour faciliter le quotidien des patients et des aidants :

*la hauteur variable facilite l'assise et la sortie du lit en toute sécurité.

*le relève-buste et la plicature des genoux pour pouvoir lire et communiquer confortablement.

Parce que le bien-être à deux reste une priorité, il existe des lits médicalisés doubles à sommiers séparés.

Perte d'autonomie transitoire ou définitive



ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ

Location :
1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison :
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

- **Kit de transport intégré**
- Hauteur variable de 34 à 84 cm
- Facilité d'installation et compacité
- Relève buste inclinable jusqu'à 75°
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- Pour des patients jusqu'à 135 kg
- Relève buste à translation pour réduire les effets de glissement dans le fond de lit

CONÇU POUR VOUS

Location :
1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison :
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

- Hauteur variable de 34 à 84 cm
- Facilité d'installation et compacité
- Relève buste inclinable jusqu'à 75°
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- Pour des patients jusqu'à 135 kg
- Relève buste à translation pour réduire les effets de glissement dans le fond de lit

X'PRESS[®] Low

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ

Pour des patients de **135 à 270 kg**

Location :
1249523 (24,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison :
1215702 (280 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

Kit de transport intégré

- Prévenir les risques liés aux chutes de lit avec une hauteur variable de 24 à 80 cm
- Hauteur variable de 24 à 80 cm pour faciliter les transferts
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes inclinable jusqu'à 75° et hauteur variable, 3 fonctions avec plicature des genoux
- 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm pour répondre à tous les besoins
- Pas de nuisances sonores et vibratoires

XXL X'PRESS[®]

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ

Pour des patients de **135 à 270 kg**

Location :
1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison :
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

Kit de transport intégré

- Hauteur variable de 35 à 81 cm pour faciliter les transferts
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes inclinable jusqu'à 75° et hauteur variable, 3 fonctions avec plicature des genoux
- 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm pour répondre à tous les besoins
- Pas de nuisances sonores et vibratoires

ESTHETIQUE ET ERGONOMIQUE

Pour des patients de **135 à 270 kg**

Location :
1249523 (24,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison :
1215702 (280 € TTC avec PLV)

Achat :
6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison :
1296327 (96,00 € TTC sans PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

- Hauteur variable de 35 à 81 cm pour faciliter les transferts
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions.

▶ CONFORT

- 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes inclinable jusqu'à 75° et hauteur variable, 3 fonctions avec plicature des genoux
- 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm pour répondre à tous les besoins
- Pas de nuisances sonores et vibratoires

LIT DESTINÉ AUX ENFANTS

Spécialement conçu pour les enfants de 3 à 12 ans



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ ERGONOMIE

- Hauteur variable de 30 à 77 cm
- 3 fonctions électriques : hauteur variable, relève buste et relève-jambes avec plicature des genoux par crémaillères
- Freinage centralisé en option
- télécommande verrouillable de série

▶ SÉCURITÉ

- Barrières avec espacement inférieur à 65 mm
- Freinage centralisé en option
- Prise d'équipotentialité

▶ ESTHÉTISME

- Panneaux adaptés à l'univers des enfants
- Pour des enfants de taille inférieure à 146 cm

DUO DIVISYS®

LIT DESTINÉ AUX COUPLES

Le bien être à deux : Lit Duo 140 ou 160 cm

Avec deux sommiers indépendants de 70 et 80 cm. Le lit DUO Divisys possède toutes les particularités du lit médicalisé et peut aussi s'adapter aux besoins de chacun afin de privilégier un style plus moderne et hôtelier.



Dispositifs médicaux de classe 1



Achat :
6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison :
1296327 (96,00 € TTC sans PLV)



DE SÉRIE

- 3 fonctions électriques
- Deux télécommandes Infra-Rouge
- Peinture epoxy de la structure du lit Ral 7030
- Sommier à lattes bois
- Pieds fixes avec jupe et longs pans assortis
- Panneaux MÉDIDOM II coloris au choix
- Drogonnier gris ou Dragonnier Clair

EN OPTION

- Largeur 140 ou 160 cm
- Pieds métalliques cylindriques Ral 7030
- Autres choix de panneaux
- Autres choix de coloris
- 2 chevets MÉDIDOM assortis aux panneaux
- 2 matelas ALOVA®



SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ

SAM délivré avec le lit médical sans barrière à la location (voir les codes et tarifs selon le lit dans les pages correspondantes)
SAM est un équipement spécifique du lit médical - **Achat lit spécifique** : Code 6231746 (1030,00 € TTC sans PLV)

ACCESSOIRES DE LIT POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES PERSONNES SOIGNÉES TOUT EN RÉDUISANT ET FACILITANT LES INTERVENTIONS DES AIDANTS OU DES SOIGNANTS.



Dispositifs médicaux de classe 1  




► LES PRODUITS

- Favorise le maintien à l'autonomie
- Stimule les capacités résiduelles
- Renforcement musculaire et de l'équilibre
- Efficacité et sécurisation des transferts préalables à la verticalisation
- Facilite la fonction de roulement et/ou de redressement
- Baisse de l'anxiété
- Confiance

s.a.m



S.A.M EVOLUTION
(S.A.M Block en option)




S.A.M ACTIV



S.A.M ERGONOM

La volonté ne suffit pas toujours. Le SAM Ergonom ou Activ vous assiste lorsque vous effectuez votre redressement dans le lit pour vous mettre en position assise avant de vous lever. Quand se lever ou se coucher redevient naturel.



ACCESSOIRES DE LIT



BARRIÈRE PLIANTE
ÉPOXY



BARRIÈRE BOIS



RALLONGE DE
SOMMIER



PORTE-SÉRUM À
ROULETTES



PORTE-SÉRUM
TÉLESCOPIQUE



SUPPORT FLEXIBLE DE
TÉLÉCOMMANDE



SUPPORT URINAL



CROCHET POCHE À
URINE



POTENCE D'ANGLE



POTENCE PIED U



PREVENTION D'ESCARRE

Parce qu'une personne en perte d'autonomie passe une grande partie de la journée alitée, elle court un grand risque de survenue d'une escarre.


Les escarres apparaissent en majorité au niveau de la zone sacro-coccygienne ou des talons.

Elles requièrent un traitement lourd et parfois l'hospitalisation de la personne.

Le rôle de la prévention d'escarre est un enjeu majeur pour le bien vieillir du patient.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR L'ESCARRE

► Un enjeu de santé publique



► Un poids économique

3,35 milliards €

Coût global annuel de la prise en charge des escarres à domicile et à l'hôpital en 2011².

10 à 20 fois

Le coût économique d'une escarre de stade 4 est environ 10 à 20 fois plus élevé que le coût d'une escarre de stade 1 (14 108 € vs 1 214 €)².



9 millions

9 millions de personnes dépendantes et vivant à domicile.



680 000

680 000 personnes âgées de GIR 1 à 4.



78 ans

Âge moyen des personnes à domicile.

3,5 %

Taux d'incidence

des patients porteurs d'escarre(s) à domicile.

4 %

Taux de prévalence

des patients porteurs d'escarre(s) à domicile.⁵

► L'importance d'utiliser un support efficace et adapté pour prévenir ou traiter l'escarre

87 %

Un programme de prévention complet permet de diminuer de 87% l'incidence d'escarre³.

50 millions

Une réduction de prévalence des escarres de 5% se traduirait par une économie de 50 millions d'euros sur les soins de ville⁴.



53 000 patients à haut risque de survenu d'escarre(s) ou avec escarre(s) constituée(s) à la sortie de l'hôpital.

UN BESOIN D'AVOIR DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE MEILLEURE ACCEPTATION DE LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

Sources:

¹ France. Journal Officiel du 21 juillet 2005, Avis de projet de modification des conditions d'inscription des « dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres », de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP), annexe VII.

² Vincent Genet. Prévenir coûte moins cher que guérir. Rendez-vous avec l'aide à la prévention des escarres. nov. 2015. communication orale. https://www.snitem.fr/sites/default/files/ckeditor/cr_rdv_avec_escarres_051115.pdf

³ Lyder CH, Shannon R, Empleo-Frazier O, McGehee D, White C. A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care: exploring costs and outcomes. *Ostomy Wound Manage.* 2002 Apr;48(4):52-62.

Sources:

⁴ France. CNAMTS. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'assurance maladie pour 2014. CNAMTS ; juil. 2013.

⁵ Opsommer J-Ph. L'escarre : de la prévention au traitement. Congrès prise en charge des plaies et cicatrisations. CH de Millau le 27 mars 2015. https://www.ch-millau.fr/wp-content/uploads/2015/04/01-L%E2%80%99escarre_prevalence.pdf

GUIDE AU CHOIX DES MATELAS THÉRAPEUTIQUES

RISQUE D'ESCARRE NUL FAIBLE À MOYEN¹

Alitement²
≤ 15 heures/ Jour


- Patient qui se mobilise seul avec difficulté
- Sans trouble neurologique important
- Sans artériopathie
- Etat général bon à moyen²

MATELAS STATIQUE

MOUSSE HAUTE RÉILIENCE

30 ≤ 120 kg


MORFÉA®



Code :
6229703
(85 € TTC avec PLV)

40 ≤ 120 kg

APLOT®



Code :
1240150
(135,45 € TTC avec PLV)

¹ Selon jugement clinique et échelles de risque validées

² selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009

³ VMA62 poids ≤ 120 kg; VMA63 poids ≤ 150 kg; VMA64 poids ≤ 180 kg

RISQUE D'ESCARRE MOYEN À ÉLEVÉ¹

Alitement²
> 15 heures/ Jour

PATIENT LEVÉ DANS LA JOURNÉE²
(Fréquence des changements de position³)

(≥ 6 x par jour)
MATELAS STATIQUE


ANTÉCÉDENT D'ESCARRE³

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

20 ≤ 180 kg

ALOVA

Viscoélastique³



Matelas - Code :
1223423 (296,62 € TTC avec PLV)

Surmatelas - Code :
1250259 (247,18 € TTC avec PLV)

Support de + 5 cm - Code :
6231634 (49,44 € TTC avec PLV)

(< 3 x par jour)
(SUR) MATELAS À AIR MOTORISÉ

1 ESCARRE EN zone d'appui

STADE 1 à 2*

STADE 1 à 4*

AUTOMATIQUE

30 ≤ 150 kg

axtair one® plus



Location hebdomadaire - Code :
1293872 (10,88 € TTC avec PLV)

30 ≤ 165 kg

axtair automorpho® plus




Location hebdomadaire - Code :
1282740 (10,88 € TTC avec PLV)

MORFÉA®

Patient à risque d'escarre(s) « nul à faible ».
Patient en situation d'alitement de quelques jours,
se mobilisant seul et sans problème.

Code :
6229703 (85,00 € TTC avec PLV)

Poids patient de **30 à 120 kg**



LPP



WNNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS



- Matelas en mousse Haute Résilience moulée monobloc avec 4 pans coupés
- Housse intégrale amovible lavable

APLOT®

Patient à risque d'escarre(s) « faible à moyen ».
Patient alité de 10 à 15 heures se mobilisant seul
avec difficulté, sans trouble neurologique important,
sans artériopathie, état général bon à moyen.

Code :
1240150 (135,45 € TTC avec PLV)

Poids patient de **40 à 120 kg**



LPP



WNNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- Matelas en mousse Haute Résilience moulée monobloc avec 4 pans coupés
- Découpe en forme de gaufrier pour prévenir des risques de cisaillement
- Housse intégrale amovible lavable

GAMME ALOVA[®]

Accueillante, légère, moelleuse, la matière viscoélastique vous invite au repos. Née d'une alchimie, ses propriétés médicales préservent votre peau des pressions qui s'y appliquent. Votre peau est fragile, protégeons-la !

Poids patient de **20 à 180 kg**



LPP



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1




▶ LES + PRODUITS

- Matelas en mousse composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique surmoulée sur une base en mousse ferme
- La mousse viscoélastique offre une réelle immersion pour favoriser la réduction des zones d'appui à risque
- Décharge talonnière intégrée
- Modèle BS : Base ferme avec bordures stabilisatrices pour faciliter le transfert
- Housse intégrale amovible lavable

Patient à risque d'escarre(s) «moyen à élevé».
Patient alité de 10 à 15 heures se mobilisant seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.



MODÈLE
VMA63



MODÈLE
VMA64



MODÈLE
VMABS



Surmatelas - Code :
1250259 (247,18 € TTC avec PLV)

Support de + 5 cm - Code :
6231634 (49,44 € TTC avec PLV)

Matelas - Code :
1223423 (296,62 € TTC avec PLV)



axtar one® plus

L'AUTOMATISME POUR TOUS

Aide à la prévention de l'escarre pour patient à risque moyen à élevé, levé dans la journée, allité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement de l'escarre constituée de stade 1 à 2 associée à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Poids patient de **30 à 150 kg**



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- Calcul automatique en continu du réglage du poids du patient : sécurité et confort patient garantie
- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Alternance des pressions 1 cellule sur 2 sur un cycle entre 7 et 11 minutes
- Réglage confort pour le patient avec ajustement de la position assises
- Cellules de tête statiques
- Autonomie de transport de 8 heures (poids patient de 80 kg)
- Livré dans un sac de transport et prêt à l'emploi
- Housse inférieure avec base anti-dérapante
- Alarmes visuelle et sonore


axtar automorpho® plus

Aide à la prévention de l'escarre pour patient à risque moyen à élevé, levé dans la journée, allité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement de l'escarre constituée de Stade 1 à 4.

Poids patient de **30 à 165 kg**

Location hebdomadaire - Code :
1282740 (10,88 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Alternance des pressions 1 cellule sur 2
- 3 modes thérapeutiques : Dynamique, Statique Basse pression, Soins
- Gestion de la position assise
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient
- Cellules de tête statiques
- Décharge talonnière
- Alarmes visuelles et sonores
- Livré dans un sac de transport prêt à l'emploi


POSTURA

VCP08CIC ; VCP07CIC ; VCP11CIC ; VCP09CIC - Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV)

VCP02CIC ; VCP03CIC ; VCP04CIC - Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV)

VCP01CIC ; VCP05CIC ; VCP06CIC ; VCP12CIC - Code : 6229755 (41,16 € TTC sans PLV)

POSITIONNEMENT & TECHNOLOGIE



Total Protection Ag+

Contrôle des Infections Croisées - Cross Infection Control



Anti-odeur



Anti-bactérien



Anti-acariens



Anti-fongique

Dispositifs médicaux de classe 1 CE



▶ LES + PRODUITS

- Les coussins de positionnement permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarre
- Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs protections



La solution **ASKLÉSANTÉ**

Prévenir la constitution d'escarre au niveau de la région trochantérienne

- ▶ Coussin de positionnement latéral 30°



La solution **ASKLÉSANTÉ**

Prévenir la constitution d'escarre au niveau des coudes et des talons

- ▶ Plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant-bras



La solution **ASKLÉSANTÉ**

Prévenir la constitution d'escarre au niveau des malléoles et des genoux

- ▶ Coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux



La solution **ASKLÉSANTÉ**

Prévenir la constitution d'escarre au niveau de la région du sacrum, des ischions et des talons

- ▶ Association de 4 coussins pour positionner le patient sur-mesure


LES SOLUTIONS DE PREVENTION DE L'ESCARRE DU TALON

L'ESCARRE DU TALON :
UNE LOCALISATION FRÉQUENTE CHEZ LES PATIENTS
ALITÉS EN POSITION DÉCUBITUS DORSAL STRICT



Décharge Talonnière stabilisatrice

Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV)



Talonnière large

Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV)



Talonnière fond de lit

Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV)




Attelle releveur de Pied

Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV)

Les décharges talonnières permettent de prévenir les escarres talonnières en soulageant ou déchargeant les points d'appui et les positions vicieuses des membres inférieurs en position décubitus latéral strict.

RISQUE D'ESCARRE MOYEN À ÉLEVÉ¹

RISQUE D'ESCARRE ÉLEVÉ À TRÈS ÉLEVÉ¹



Largeur 38 cm à 45 cm
Code :
1280036 (69,00 € TTC avec PLV)

Largeur < 38 cm
Code :
1256546 (81,00 € TTC avec PLV)

Largeur > 45 cm
Code :
1276951 (81,00 € TTC avec PLV)

Coussin technique Code :
1223297 (81,00 € TTC avec PLV)

Hauteur 7 cm - Code : 1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code : 1273875 (184,50 € TTC sans PLV)

Aide à la prévention d'escarre pour patient à risque moyen à élevé en position assise

Poids patient de **20** à **200** kg selon les modèles



LPP



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- Prévention renforcée des risques d'escarre ischiatique et sacro-coccygienne
- Rotateur externe pour garantir un bon alignement des membres inférieurs
- Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant
- Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

¹ Selon jugement clinique et échelles de risque validées

Kinéris®

Aide à la prévention d'escarre pour patient à risque élevé à très élevé en position assise
Avec ou sans trouble de la stabilité

Poids patient de **40 à 150 kg**



Hauteur 7 cm - Code :
1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code :
1273875 (184,50 € TTC sans PLV)

LPP



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- La hauteur 7 cm présente un intérêt pour la personne handicapée active (facilite notamment les transferts)
- Prévention renforcée des risques d'escarre ischiatique
- Limitation des forces de frottement et de cisaillement
- Mono et bi-compartment pour les utilisateurs sans ou avec trouble de la stabilité
- Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- Livré avec un manomètre de série pour une facilité de gonflage
- Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

GAMME CONFORT ALOVA®

WINNCARE accompagne votre quotidien
Cette gamme apporte soutien, confort et bien-être afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos.

OREILLERS ALOVA 3 formes pour répondre aux différentes habitudes de sommeil et de la morphologie de son usager.

ALOVA®
Classic



ALOVA®
Cervical anatomique



ALOVA®
Cervical T1 / T2 / T3



CE

Dispositifs médicaux de classe 1

ACCESSOIRES ALOVA 2 accessoires de gamme et 1 oreiller de voyage pour vous accompagner dans vos déplacements.

Soutien cervical
ALOVA®



Support dorsal
ALOVA®



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes



▶ LES + PRODUITS

- Technologie **ALOVA®**
Mousse viscoélastique haut de gamme assurant accueil moelleux et durable
- Confort matelas coussin identique pour un sommeil réparateur

* Plusieurs tailles disponibles pour répondre à tous les usages.
Housse en velours extensible ultra douce, amovible et lavable à 60°C



Kinéris®

Aide à la prévention d'escarre pour patient à risque élevé à très élevé en position assise
Avec ou sans trouble de la stabilité

Poids patient de **40 à 150 kg**



Hauteur 7 cm - Code :
1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code :
1273875 (184,50 € TTC sans PLV)

LPP



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- La hauteur 7 cm présente un intérêt pour la personne handicapée active (facilite notamment les transferts)
- Prévention renforcée des risques d'escarre ischiatique
- Limitation des forces de frottement et de cisaillement
- Mono et bi-compartment pour les utilisateurs sans ou avec trouble de la stabilité
- Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- Livré avec un manomètre de série pour une facilité de gonflage
- Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

GAMME CONFORT ALOVA®

WINNCARE accompagne votre quotidien
Cette gamme apporte soutien, confort et bien-être afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos.

OREILLERS ALOVA 3 formes pour répondre aux différentes habitudes de sommeil et de la morphologie de son usager.

ALOVA®
Classic



ALOVA®
Cervical anatomique



ALOVA®
Cervical T1 / T2 / T3



CE

Dispositifs médicaux de classe 1

ACCESSOIRES ALOVA 2 accessoires de gamme.

Soutien cervical
ALOVA®



Support lombaire
ALOVA®



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes



▶ LES + PRODUITS

- Technologie **ALOVA®**
Mousse viscoélastique haut de gamme assurant accueil moelleux et durable
- Confort matelas coussin identique pour un sommeil réparateur

* Plusieurs tailles disponibles pour répondre à tous les usages.
Housse en velours extensible ultra douce, amovible et lavable à 60°C





LE TRANSFERT

Le transfert des personnes à mobilité réduite est un acte de soins important à la fois pour le patient, le professionnel de santé et l'aidant. Le système de transfert doit être adapté à l'état clinique de la personne, à son niveau de perte d'autonomie, à l'objectif de soins, à la compétence de l'opérateur.

SÉCURITÉ

La personne doit être mise en confiance. Les mouvements effectués pour le positionnement doivent être progressif pour éviter des réactions de spasmes ou de défense comme la rétropulsion. (...)

L'opérateur doit se sentir en sécurité pour travailler et doit contrôler ses mouvements pour éviter tout déséquilibre du système ou chute du patient.

PRÉPARATION

L'aidant doit vérifier au préalable le trajet à effectuer avec le système de transfert pour s'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle.

MANUTENTION

Le patient doit être confortablement installé pour éviter toutes lésions cutanées ou chocs pouvant entraîner des séquelles.

Winn'Motion® 150 & 175



Location ≤ 32 sem - Code : 1231782 (17,53 € TTC sans PLV)
 Location > 32 sem - Code : 1278654 (10,82 € TTC sans PLV)
 Location hebdomadaire - Code : 1272195 (17,68 € TTC avec PLV)



WINNCARE FRANCE - 4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit
 Dispositifs médicaux de classe 1



▶ SÉCURITÉ

- Lève-personnes pour des patients jusqu'à 150 kg (Winn'Motion 150) et 175 kg (Winn'Motion 175)
- Poignée de déplacement ergonomique
- Système anti-écrasement

▶ ERGONOMIE

- Transfert de la position assise, de la position couchée, relevage au sol possible
- Gamme de sangles adaptée et couvrant les différents besoins
- Écartement des pieds manuels à l'aide d'une pédale
- Compacité pour faciliter l'usage au domicile

ELEV UP®

POUR LES TRANSFERTS EN POSITION ASSISE

Indiqué pour les personnes dans l'incapacité à se mettre debout

Aide à la verticalisation



Sangle Polypropylène, lavable à 30°



Location ≤ 32 sem - Code : 1231782 (17,53 € TTC sans PLV)
 Location > 32 sem - Code : 1278654 (10,82 € TTC sans PLV)
 Location hebdomadaire - Code : 1272195 (17,68 € TTC avec PLV)

WINNCARE SPAIN - Ctra. Masía del Juez, 37b - 46909 - Torrente - Valencia (Spain)
 Dispositifs médicaux de classe 1



▶ LES + PRODUITS

- Verticalisateur pour des patients jusqu'à 150 kg
- Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm
- Nouveau repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer
- Appui tibial réglable en hauteur
- Facilement démontable et transportable
- Poignées de préhension ergonomiques

SANGLES lève-personnes



Achat - Code :
231663 (24,15 € TTC sans PLV)

Dispositifs médicaux de classe 1



▶ CONFORT

- les zones positionnées sous les cuisses du patient sont rembourrées afin de permettre une meilleure
- Mise en place de la sangle. Elles garantissent ainsi un meilleur maintien.

▶ ERGONOMIE

- la symbolisation de la colonne vertébrale par un liseret jaune facilite le positionnement de la sangle notamment en position allongée
- Les poignées de couleurs aident au guidage du patient lors des opérations de transfert


▶ 3 MATÉRIAUX POUR 3 UTILISATIONS DIFFÉRENTES

- Le PVC pour le bain.
- Le fletty pour les transferts les plus courants
- Le 3D confort pour répondre aux contraintes de mise place de personnes présentant des pathologies spécifiques

FLETTY avec têteière ▶



3D CONFORT ▶



BAIN ▶



Lavage et entretien



WINNCARE SPAIN

Ctra. Masía del Juez, 37b - 46909 - Torrente - Valencia (Spain)

LA RÉPONSE WINNCARE HOME SWEET HOME

LITS MÉDICAUX

X'PRESS®



X'PRIM®



X'PRESS® Low



XXL X'PRESS®



XXL DIVISYS®



LIT PITCHOUNE KALIN®




DUO DIVISYS®




SUPPORTS THÉRAPEUTIQUES

MORFÉA®



APLOT®



GAMME ALOVA®



oxtairone® plus



oxtair automorpho® plus



POSTURA



ALOVA®



Kinéris®



TRANSFERT

Winn'Motion 150®



Winn'Motion 175®



ELEV UP®



Votre satisfaction est notre seul but.
 Aménageons ensemble vos espaces de vie !
 Nos équipes sont à votre disposition pour
 répondre au mieux à vos attentes au plus proche
 de vos besoins et de vos goûts.
 Nous vous accompagnons tout au long de votre
 projet et du cycle de vie des produits.

Vous avez un projet, contactez-nous :

+33 (0)2 51 98 55 64 ou +33 (0)4 66 02 15 15



WINNCARE

F r a n c e

WINCARE

F r a n c e

Cachet du prestataire de services



www.winncaire.fr