

XXL WINNCARE

VOIR LES CHOSES EN GRAND

2020-2021



WINCARE
F r a n c e

WINNCARE

F r a n c e

WINNCARE a développé une gamme BARIATRIQUE pour améliorer la qualité de vie des personnes et de poids important tout en assurant sécurité et confort.

SOMMAIRE

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 02

POUR DES NUITS RÉCUPÉRATRICES

XXL X'PRESS® 06

XXL DIVISYS® 08

AERYS® XXL 10

SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ (S.A.M) 12

POUR UN SOMMEIL DE QUALITÉ

ALOVA® XXL / ALOVA® GALBÉ 16

AXTAIR® XXL 18

POSTURA® 20

POUR SE LEVER FACILEMENT

LUNA 24

LA RÉPONSE WINNCARE XXL 28

Brochure destinée aux professionnels de santé et de la prestation de services.
Dispositif Médical de Classe 1 selon le règlement (UE) 2017/745.

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

L'OBÉSITÉ, UN ENJEU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR



L'obésité touche aujourd'hui près de 15% de la population française soit environ 7 millions de personnes. Reconnue comme maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est liée à l'évolution des sociétés et des modes de vie de nos pays industrialisés.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l'obésité chez les populations et les individus adultes. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m^2 .

L'IMC est corrélé à la quantité de masse adipeuse; c'est la mesure la plus utile pour évaluer le surpoids et l'obésité au niveau de la population car elle s'applique aux deux sexes et à toutes les tranches d'âge adulte (Pour les enfants, un référentiel spécifique a été élaboré). Il doit toutefois être considéré comme une indication approximative car, au niveau individuel.

L'OMS définit le surpoids par un IMC égal ou supérieur à $25 \text{ kg}/\text{m}^2$ et l'obésité par un IMC égal ou supérieur à $30 \text{ kg}/\text{m}^2$.

En France, la prévalence de l'obésité est estimée à 15 % de la population adulte et cette prévalence est en augmentation.*



8 millions



$\geq 30 \text{ kg}/\text{m}^2$

15 %

Taux
de prévalence

* Sources : HAS, recommandation de bonne pratique, Surpoids et obésité de l'adulte en charge médicale de premier recours, Septembre 2011. Ministère des solidarités et de la santé. Obésité : prévention et prise en charge. Mise à jour 19/09/2019. Consultation le 26/08/2020.



POUR DES NUITS RÉCUPÉRATRICES

Parce que l'obésité complique certaines tâches simples du quotidien et que certains doivent être équipés d'appareils respiratoires pendant le sommeil, «Nous équipons nos lits médicaux de fonctionnalités utiles dans vos activités journalières.»

LIT XXL X'PRESS®

Pour des patients de **135** à **270** kg

Idéal pour le domicile, XXL X'PRESS se déplace à la verticale
Se monte et se démonte SANS OUTIL



▶ ERGONOMIE

- Hauteur variable de 35 à 81 cm pour faciliter les transferts
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes inclinable jusqu'à 75° et hauteur variable, 3 fonctions avec plicature des genoux
- 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm pour répondre à tous les besoins

▶ SÉCURITÉ

- Lit médical et accessoires conforme aux normes NF EN 60601-1 édition 3 ; NF EN 60601-2-52 édition 1 ; NF EN 60601-1-2 édition 4 ; NF EN 60601-1-11 édition 1.

LIT XXL DIVISYS[®]

Pour des patients de **135** à **270** kg

ESTHETIQUE ET ERGONOMIQUE



▶ ERGONOMIE

- Hauteur variable de 35 à 81 cm pour faciliter les transferts
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions

▶ CONFORT

- 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes inclinable jusqu'à 75° et hauteur variable, 3 fonctions avec plicature des genoux
- 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm pour répondre à tous les besoins

▶ SÉCURITÉ

- Lit médical et accessoires conforme aux normes NF EN 60601-1 édition 3 ; NF EN 60601-2-52 édition 1 ; NF EN 60601-1-2 édition 4 ; NF EN 60601-1-11 édition 1.

LIT AERYYS[®] XXL

Pour des patients de **135** à **270** kg

ESTHÉTIQUE, CONFORT, SÉCURITÉ
Largeur 120 cm



▶ LE LIT INTELLIGENT

- Télécommande 1 touche/1 fonction pour la simplicité d'usage
- Mémorisation de la hauteur variable pour sécuriser les levés et/ou les transferts

▶ ERGONOMIE

- Hauteur minimale à 24,5 cm pour réduire la gravité des chutes
- Hauteur maximale à 80 cm pour s'adapter à la majorité des tailles des soignants.
- Position fauteuil pour un maximum de confort

▶ CONFORT

- Relève-buste à translation pour limiter les effets de glissé-avant
- Freinage centralisé
- 5 fonctions électriques


▶ SÉCURITÉ

- Lit médical et accessoires conforme aux normes NF EN 60601-1 édition 3 ; NF EN 60601-2-52 édition 1 ; NF EN 60601-1-2 édition 4 ; NF EN 60601-1-11 édition 1.

SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ

s.a.m

ACCESSOIRES DE LIT POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES PERSONNES SOIGNÉES TOUT EN RÉDUISANT ET FACILITANT LES INTERVENTIONS DES AIDANTS OU DES SOIGNANTS.



S.A.M EVOLUTION
(S.A.M Block en option)



S.A.M ACTIV



S.A.M ERGONOM

► LES + PRODUITS


- Favorise le maintien à l'autonomie
- Stimule les capacités résiduelles
- Renforcement musculaire et de l'équilibre
- Efficacité et sécurisation des transferts préalable à la verticalisation
- Facilite la fonction de roulement et/ou de redressement
- Baisse de l'anxiété
- Confiance



POUR UN SOMMEIL DE QUALITÉ

Parce que la qualité du sommeil est importante pour la récupération, Winnicare vous apporte des solutions qui contribuent à votre confort et répondent à un besoin thérapeutique dans la prévention du risque d'escarre.


ALOVA[®]



MATELAS ALOVA[®] XXL

Pour des patients de **135** à **270** kg

CONFORT & SECURITE
LARGEUR 120 CM & 140 CM



COUSSIN ALOVA[®] GALBE

Pour des patients jusqu'à **200** kg

CONFORT & SECURITE
LARGEUR 56 CM & 60 CM



▶ EFFICACITE THERAPEUTIQUE

- Mousse viscoélastique 80 kg/m³ pour assurer une bonne immersion et limiter les points d'appui

▶ CONTINUITÉ ENTRE LE LIT ET LE FAUTEUIL

- Coussin moulé avec décharge coccygienne intégrée, hauteur sous ischions ≥ 6 cm

▶ SÉCURITÉ

- Attestation de Conformité Technique par les organismes compétents français (LNE, FCBA)
- Conforme aux normes feu : EN 597 parties 1 et 2. GPEM/CP D1 90 classe D.

MATELAS axtar **XXL**[®]

Pour des patients de **100 à 270 kg**

ERGONOMIE & SECURITE
LARGEUR 120 CM & 140 CM

NOUVEAU

Score sur l'Echelle de Braden



Aide à la prévention de l'escarre pour patient à risque élevé, levé ou non dans la journée, allité plus de 15 heures par jour

Aide au traitement d'escarre constituée de stade 1 à 4 en zone d'appui



▶ ERGONOMIE

- Calcul automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient
- 2 modes thérapeutiques : Dynamique et statique basse pression
- 1 mode soin d'aide au transfert

▶ SÉCURITÉ

- Vanne CPR d'urgence
- Verrouillage automatique du clavier
- Alarmes visuelle et sonore
- Conforme aux normes feu : EN 597 parties 1 et 2. GPEM/CP D1 90 classe D.

POSTURA®

POSITIONNEMENT & TECHNOLOGIE



Total Protection Ag+

Contrôle des Infections Croisées - Cross Infection Control



Anti-odeur



Anti-bactérien



Anti-acariens




Anti-fongique

Les coussins de positionnement permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarre.

- ▶ Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs protections.


Prévenir la constitution d'escarre au niveau de la région trochantérienne et sacro-coccygienne



La solution ASKLÉSANTÉ

- ▶ Coussin de positionnement latéral 30°

Prévenir la constitution d'escarre au des coudes et des talons



La solution ASKLÉSANTÉ

- ▶ Plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant-bras

Prévenir la constitution d'escarre au niveau des malléoles et des genoux



La solution ASKLÉSANTÉ

- ▶ Coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux

Prévenir la constitution d'escarre au niveau de la région du sacrum, des ischiens et des talons



La solution ASKLÉSANTÉ

- ▶ Association de 4 coussins pour positionner le patient sur-mesure



POUR SE LEVER FACILEMENT

Parce que la sortie du lit est parfois difficile, les lève-personnes Winncare vous apportent des solutions confortables pour des transferts sécurisés assis-debout ou assis-assis.

LEVE-PERSONNES SUR RAIL

LUNA

DESIGN
ET
CONCEPTION
DANOIS

DISTRIBUTEUR ET INSTALLATEUR

PARTENAIRE EXCLUSIF:



Tél : +(33)3.20.28.04.28

E-mail : contact@scemed.com



■ MODULE DE LEVAGE



■ DES SANGLES PERSONNALISÉES

▶ Sangle universelle Hamac



▶ Sangle universelle Amputée



▶ Sangle Toilette



▶ LES + PRODUITS

- Ultra léger
- Compact, discret, esthétique
- 2 en 1 : utilisation possible en mode fixe ou en nomade
- Grande capacité de levage au choix 200 ou 275 Kg
- Hauteur variable électrique

LA RÉPONSE WINNCARE XXL

LITS MEDICAUX ET ACCESSOIRES

LIT XXL X'PRESS®



270 kg

LIT XXL DIVISYS®



270 kg


LIT AERYYS® XXL



270 kg

GESTION DU RISQUE D'ESCARRE

MATELAS ALOVA® XXL



270 kg

COUSSIN ALOVA® GALBE



200 kg

MATELAS OXAIR® XXL



270 kg

POSTURA®



TRANSFERT

LUNA



275 kg

UNE DIMENSION INTERNATIONALE

1

WINNOCARE
g r o u p

SIÈGE SOCIAL

Immeuble les passerelles
104, avenue Albert 1er
92500 Rueil Malmaison - FRANCE
E-mail : contact@winnocare.fr

2

WINNOCARE
F r a n c e

FABRICANT FRANÇAIS DE SUPPORTS D'AIDE À LA PRÉVENTION ET AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE

200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nîmes Cedex 1 - FRANCE
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15
Fax : +33 (0)4 66 02 15 00
E-mail : contact@winnocare.fr

3

WINNOCARE
F r a n c e

FABRICANT FRANÇAIS DE LITS MÉDICALISÉS

4, Le Pas du Château
85670 Saint Paul Mont Penit - FRANCE
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64
Fax : +33 (0)2 51 98 59 07
E-mail : contact@winnocare.fr

3

WINNOCARE
S E R V I C E S

WINNOCARE SERVICES

4, Le Pas du Château
85670 Saint Paul Mont Penit - FRANCE
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64
Fax : +33 (0)2 51 98 59 07
E-mail : contact@winnocare.fr

4

WINNOCARE
S p a i n

ESPAGNE

Ctra. Masia del Juez 37b
46909 Torrent Valencia - ESPAGNE
Tél : +34 9 61 56 55 21
Fax : +34 9 61 56 03 83
E-mail : info@winnocare.es

5

WINNOCARE
United Kingdom

ROYAUME UNI

2nd floor Padmore House
Hall Court - Hall Park Way Shropshire
TF3 4LX Telford - ROYAUME-UNI
Tél : +44 (0)800 2800 485
E-mail : telford@mangarhealth.com

6

WINNOCARE
P o l s k a

POLOGNE

ul. Lubska 17PL 68-320
Jasień - POLOGNE
Tél : +48 68 371 10 45
E-mail : azw@winnocare.pl

7

WINNOCARE
N o r d i c

DANEMARK

Tårnbjergvej 12C
DK-4220 Korsør - DANEMARK
Tél : +45 70 27 37 20
E-mail : info@winnocare.dk





WINNCARE
F r a n c e e



winncare.fr