




Score sur l'Echelle de Braden



GELSCAR®

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ**, en position assise **sans trouble de la stabilité**.

50 ≤ 110 kg



Housse



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2



66,63€ avecPLV
- CODE 1274395 -

Existe en version percée



LES + PRODUIT

- Réduit les forces de cisaillement appliquées sur la peau.
- Stabilisation du coussin sur le fauteuil par 4 cordons.

REFERENCES	DIMENSIONS
VGLS01C	40 x 40 x 3,5 cm
VGLS03C	40 x 40 x 3,5 cm
VVGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin en gel viscofluide contenu dans une enveloppe en néoprène cellulaire isothermique.
- ▶ 4 cordons cousus aux 4 coins du coussin.
- ▶ Poids patient : 50 à 110 Kg
- ▶ 2 dimensions disponibles : 40 x 40 x 3.5 cm et 43 x 45 x 3.5 cm
- ▶ Existe en version percée : dim. 40 x 40 x 3.5 cm