

# Gripo/100

En ekstra støtte, hvor der er behov for det

Gripo Alu er en teleskopstang, som nemt monteres mellem gulv og loft uden brug af værktøj. Den er let at flytte rundt i boligen, afhængig af, hvor der er behov for ekstra støtte.

Gripo Alu giver en god og sikker støtte for den enkelte bruger og kan anvendes i utallige situationer. F.eks. er den behjælpelig i:

- soveværelset
  - stuen
  - badeværelset
- eller andre steder, hvor der er brug for den ekstra støtte

Det eneste krav, der er for at kunne anvende Gripo Alu, er, at loftkonstruktionen skal kunne tåle en punktbelastning på 100 kg.

Til Gripo Alu findes også et bredt sortiment af tilbehør, som kan tilkøbes - bl.a.:

- Gribebøjler
- Støttehåndtag
- Gelænder
- Galger
- Topplade til skråt tag

Fordele ved Gripo Alu:

- Støtte, hvor der er behov for det
- Udnytter brugerens egne ressourcer
- Bruger bliver mere selvhjulpne
- Ingen skruer eller søm ved montage
- Enkel at installere og fjerne igen
- Mange anvendelsesmuligheder
- Monteres uden brug af værktøj

The logo for ergolet, featuring the brand name in a bold, lowercase sans-serif font. A blue swoosh underline is positioned above the letters 'o' and 'e'.

by Winnicare Nordic




fig. a




fig. b




fig. c




fig. d




fig. e




fig. f



| Produkt  | HMI-nummer | Varenummer |
|--|------------|------------|
| Gripost ALU, Støttestang komplet (se fig. a)           | 37217      | 055-00010  |
| Tilbehør   |            |            |
| Hængegreb komplet                                      |            | 058-30029  |
| Galge med hængegreb                                    |            | 058-30030  |
| Triangelgreb komplet med kobling (se fig. b og d)      |            | 058-30010  |
| Galge komplet med koblinger og hængegreb (se fig. d)   |            | 058-30011  |
| Gelænder-rør, ø40 x 75cm                               |            | 058-30032  |
| Gelænder-rør, ø40 x 160cm                              |            | 058-30034  |
| Badesæde komplet med kobling (se fig. e)               |            | 058-30021  |
| Lodret mini greb med koblinger                         |            | 058-30013  |
| Semi-håndtag med kobling (se fig. c)                   |            | 058-30012  |
| Universal kobling med led, ø22                         |            | 058-30037  |
| Universal kobling med modtager, ø22                    |            | 058-30038  |
| Natbord / Computerbord komplet med kobling (se fig. f) |            | 058-30020  |
| Universal kobling med led, ø40                         |            | 058-30040  |
| Universal kobling med modtager, ø40                    |            | 058-30041  |
| Galge med kobling UDEN hængegreb                       |            | 058-30047  |
| Topplade for skråt tag                                 |            | 058-30022  |
| Stor tagplade til Gripostang                           |            | 058-30018  |

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:

Aluminium og plastik

Krav til loftshøjde:

Minimum

210 cm

Maksimum

300 cm

Max Belastning: (horisontalt midt på stangen)

100 kg

Max brugervægt:

150 kg

Produkt vægt: (uden tilbehør)

4,7 kg

Se brugervejledning for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende. Ergolet Winncare ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

