

DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA

GEL, ZYPREX E VISCOELÁSTICO



- **Eficácia:** redução e/ou alívio em zonas anatómicas em função do nível de risco e das localizações anatómicas.
- **Segurança:** proteção opcional em função das necessidades.
- **Ergonomia:** Adaptabilidade às diferentes morfologias e ambientes.



C.I.D.
Total Protection Ag+
Controlo de infecciones cruzadas



CALCANHEIRA ELEVADORA DO PÉ




- Descarga total do calcanhar.
- Alinhamento ortopédico do membro
- Fixação lateral e em flexão plantar do pé (100°) visando a prevenção do equinismo do pé.
- Inclinação moderada da perna para favorecer a circulação sanguínea.



Proteção em Promust CIC com base antideslizante

MINI CALCANHEIRA MONOPACIENTE



- Descarga total do calcanhar.
- Ergonómica (fácil de utilizar).
- Pequeno volume..
- Uso por "único paciente"

CALCANHEIRA GELSCAR



- Redução da pressão aplicada ao calcanhar.
- Redução dos riscos de cisalhamento da pele.
- Limitação dos riscos de aquecimento da pele causados por fricção.


CALCANHEIRAS ESTABILIZANTES

- Espuma viscoelástica.
- Fomecido com envoltório.
- Ligeiro e com pouco volume.
- Uso monopaciente ou multipaciente. .



CALCANHEIRA LARGA

- Permite o alívio da zona dos calcanhares, respeitando o eixo fisiológico do membro inferior.



CALCANHEIRA PARA FUNDO DE CAMA



- Permite a descarga da zona do calcanhar, respeitando o eixo fisiológico do membro inferior.

ALMOFADA EM CUNHA PARA DECÚBITO

- Para um posicionamento prolongado em decúbito lateral com inclinação de 30°.



DESCRIÇÃO	Referência	Comprimento segmento da perna (cm)	Materiais	Proteção	USO
Talonera elevadora de pie	VTAC410/CIC	41	ALOVA	Envoltório CIC	Reutilizável
	VTAC450/CIC	45			
Descarga talonera estabilizadora	VDT41A/CIC	41			
	VDT45A/CIC	45			
Talonera ancha	VTLA/HIPH	45	Promust PU HD	Sem proteção	Único
Talonera de fondo de cama	VTLAXL/HIPH	45			
Mini talonera	VTM/54	19	ZYPREX	Sem proteção	Único
Talonera Gelscar	VGLS13U	Localização calcanhar	GEL FLUIDO	--	
Cojín en cuña para decúbito	VCDA/50	--	ALOVA	Promust PU HD	Reutilizável

2 anos de garantia

MANUTENÇÃO / DESINFECÇÃO: DISPOSITIVO TOTAL PROTEÇÃO AG+

- 100% Promust CIC : 58% poliéster - 35% poliuretano policarbonato - 8% outros



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.