



GRUA WINNMOTION 175

A GRUA QUE GARANTE A LEVEZA
E FACILIDADE DE MOVIMENTO



EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO

CUIDAMOS DE PESSOAS COM PERDA DE
AUTONOMIA E DOS SEUS CUIDADORES

WIN  CARE

ROBUSTO (175KG), LEVE (35,8 KG), COM 6 ANOS DE GARANTIA, E CONCEBIDO PARA USO RESIDENCIAL.

PORQUÊ ESCOLHER A EMOÇÃO DA WINNMOTION 175?

**Até 6 anos de garantia.
1 ano de garantia sobre a bateria.**

Sistema de descida de emergência eléctrico e manual.



Manobrável graças às rodas duplas.

Eleva uma pessoa do chão e eleva-a até 1,74m.

Abertura manual das pernas com a ajuda de um sistema de pedal.

Adequado para a transferência de pessoas com deficiências ou pessoas com capacidades motoras limitadas.

DIMENSÕES



GRUA WINNMOTION 175	
REFERÊNCIA	L0900
A	59 cm
B	185 cm
C	110 cm
D	70 cm
E	84 cm
F	12 cm
PESO MÁXIMO DO PACIENTE	175 Kgs
Ø WHEELS RODAS FRONTAIS DUPLAS	7,5 cm
Ø WHEELS RODAS TRASEIRAS TRAVADAS	10 cm
PADRÃO	REG. EU. 2017/745
MOTOR	Linak IP54
PESO	35'8 kg
MATERIAL	AÇO/EPOXY
VOLTAGEM DAS BATERIAS	12V
BATERIAS	EXTRAÍVEIS
SINAL ACÚSTICO DE BATERIA FRACA	SIM





WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winncare.es

Web: winncare.com

Blog: wearewinncare.com



@winncarespain

