



Rehosoft®

INDICATIONS

Patients dépendants, amputés, patients opérés de la hanche, patients avec difficulté pour s'asseoir et/ou se relever.

 ≤ 120 kg



Confort et praticité

- ▶ **Limiter le risque de chute** pour le patient en réduisant la flexion des jambes et donc l'accessibilité aux toilettes.
- ▶ **Très simple d'utilisation** sans aucun réglage et grande accessibilité à l'arrière pour bien le positionner en toute sécurité.
- ▶ **Confort** : housse injectée souple et contact agréable, très simple à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Disponible avec ou sans COUVERCLE
- ▶ Dimensions (l x P x h) : 40 x 41 x 15 cm
- ▶ Hauteur de surélévation : 10 cm
- ▶ Poids : 2,4 kg
- ▶ Fabriqué avec une enveloppe en PVC imperméable, possédant des propriétés antimicrobiennes afin de préserver au mieux votre hygiène et un intérieur en mousse injectée souple procurant un confort d'assise optimal.
- ▶ Poignées ergonomiques afin d'aider l'utilisateur à se relever, elles réduiront considérablement l'effort à fournir évitant ainsi les risques de chutes.



Mousse injectée et enveloppe PVC



Design et poignée ergonomiques

HAUTEUR DE SURÉLEVATION	RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (l x P)
	AVEC COUVERCLE	SANS COUVERCLE	
10 cm	9.7301	9.7300	40 x 41 cm