


COJINES **SIGEL**® DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

- Previene la aparición de úlceras.
- Genera confort: ayuda a mantener la postura y absorbe impactos.
- Proporciona frescor en las zonas de contacto.





Para lograr una adecuada distribución de presiones, el cojín dispone de un sistema de flotación que aumenta la superficie de contacto con el usuario. De esta forma se logra disminuir la presión por unidad de superficie, evitando así la compresión prolongada de los vasos sanguíneos situados alrededor de las prominencias óseas y permitiendo un mejor riego sanguíneo de los tejidos.

Funda con la parte inferior realizada con tejido antideslizante, aumenta la seguridad. Parte superior con tratamiento retardante al fuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO DEL USUARIO	NORMAS
SIGEL® Cuadrado	102901001	42x 42x6 cm	120 kg	UNE-EN 12182
	102902001	42x42x4.5 cm	100 kg	
	102903001	41x41x3.5 cm	80 kg	
SIGEL® Herradura	102901002	42x 42x6 cm	120 kg	
	102902002	42x42x4.5 cm	100 kg	
	102903002	41x41x3.5 cm	80 kg	

1 año de garantía.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

