

*Unikalna podwieszka pionizująca, która wspiera użytkownika podczas podnoszenia*



## Zastosowanie

- Dla użytkowników o wystarczającej kontroli ciała i możliwości pomocy w procesie wstawania.
- Do podnoszenia z pozycji siedzącej.
- Podnoszenie odbywa się przy użyciu pionizatora.



## Funkcjonalność

- Podwieszka przenosi użytkownika z wózka / krzesła.
- Podwieszka zapewnia bardzo dobre wsparcie pleców. W ten sposób użytkownik ma poczucie bezpieczeństwa w trakcie podnoszenia, a także kiedy stoi.



## Podwieszka Standing posiada

- antypoślizgowy materiał na wewnętrznej stronie pasa nośnego. To gwarantuje, że podwieszka nie ślizga się podczas podnoszenia.
- wypełnienie pod pachami.
- materiałowy pas z rzepem, zamykany na zatrzask.
- łatwa w użyciu kieszeń.
- kolorowy pasek do oznaczenia rozmiaru i linii środkowej ciała, który zapewnia prawidłowe ułożenie podwieszki.

Model podwieszki pionizującej z dwoma pasami na brzuch jest dostępny w karcie produktu "Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch".

Numer artykułu	Rozmiar	Model
009-09594	S	Podwieszka Standing z pasem na brzuch
009-09595	M	Podwieszka Standing z pasem na brzuch
009-09596	L	Podwieszka Standing z pasem na brzuch
009-09597	XL	Podwieszka Standing z pasem na brzuch
009-09598	XXL	Podwieszka Standing z pasem na brzuch



## Rozmiary podwieszek (cm)

Oznaczenia kolorów są opisane w tabeli rozmiarów. Poniższy obraz pokazuje pasek o czerwonym kolorze, co oznacza że podwieszka jest w rozmiarze S (Small).



## Specyfikacja techniczna

SWL 250 kg



	S	M	L	XL	XXL
<b>Rozmiar w talii</b>	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

**WinnCare Polska:**

Tel. kom: 506 303 608

E-mail: [daf@ergolet.pl](mailto:daf@ergolet.pl)

[www.winnCare.dk](http://www.winnCare.dk)

**WINN CARE**  
P o l s k a