

GRÚA **STELLAR 170**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con tubos redondeados.
- Mango ancho y apertura eléctrica de las patas para facilitar su manejo.
- Sistema patentado de sujeción de arneses simple y seguro en la percha.
- Equipo LINAK.



LO MÁS DESTACADO

Un sistema eléctrico LINAK de última generación para:

- Contar el número total de ciclos.
- Deducir el período de mantenimiento (en días).
- Indicar una sobrecarga.
- Indicar el nivel de carga de la batería.
- Apertura de patas eléctrica

Sistema de ganchos en la percha patentado, para transferencias más seguras
No. EP 1444791 B1





Soporte para rodillas ajustable en ángulo, profundidad y altura.



ARNESES COMPATIBLES



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cinturones



DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO
Stellar 170	011-01700	70	155	89	70	83	12	160	8	10	ISO 10535	51

Garantía de 2 años*

- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.