

Compte-rendu d'examen technique

Identification du dispositif : **Matelas VISKOA en mousse viscoélastique Feu Retardant (FR)**

Description du dispositif : Matelas en mousse viscoélastique dit « à mémoire de forme » avec sa protection Promust PU (Polyuréthane). Dimensions : 197 x 88 x 14 cm

Indication : Prévention, et aide au traitement des escarres de stade 1 à 2 en zone d'appui.

Références du dispositif : VMAFR-HIPH(-BOX)

Fabriquant : **ASKLE SANTE (Groupe WinnCare)**
TECHNOPARC - ZI de Grézan – 200 rue Charles Tellier
30034 Nîmes Cedex 1

Les essais suivants ont été réalisés et les résultats consignés sur les rapports d'essais référencés :

- Rapport **FUR0213320** relatif aux essais de comportement au feu selon les normes **BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006**
- Attestation **MAT-13-005** relatif aux essais de comportement au feu selon les normes **NF EN 597-1, NF EN 597 – 2** et le guide **GPEM D1-90**
- **Lx13485** relatif aux essais de répartition de pression selon le protocole défini par la Haute Autorité de Santé (France)
- **Lx13495** relatif aux essais de comportement dynamique

Nîmes, le 10 Décembre 2013
Directeur des opérations : Christophe Castellano

