


Score sur l'Echelle de Braden



ALOVA
XL

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.
Patient alité quelques jours, se mobilisant seul.
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**.

 **30 ≤ 150kg**



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Surmatelas



247,18€ avec PLV
- CODE 1250259 -


Support (Base)



49,44€ avec PLV
- CODE 6231634 -

LES + PRODUIT

- 2 largeurs disponibles pour s'adapter sur les lits de 120 et 140 cm.
- Mousse viscoléastique haut de gamme pour favoriser l'immersion et le confort du patient.

HOUSSE	LAGEUR DE LIT (CM)	CARTON INDIVIDUEL	ROULÉ COMPRIMÉ (RC)
	120	VMA117XL	VMA117XL/RC
	140	VMA137XL	VMA137XL/RC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 7 cm sur une base en mousse polyether de 10 cm
- ▶ Couche supérieure en mousse viscoélastique ≥ 75 Kg/m³ pour augmenter la zone en contact avec le support afin d'assurer une diminution des pressions maximum pour une prévention optimale du risque d'escarre
- ▶ Base en base en mousse polyether de 10 cm : densité 28 Kg/m³ ; portance: 3,6 kPa
- ▶ Adapté aux plans de couchage en grande largeur de 120 cm ou 140 cm pour personne seule
Hauteur 17 cm

