

CAMA **XXL DIVISYS 2.0**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Cama XXL DIVISYS** para pacientes de 135 kg até 270 kg.
- **Conforto e higiene:** sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.
- **Ergonomia:** amplitude de altura de 35 a 81 cm.



Cama apresentada com painéis Abelia.

Cama para pacientes até 270 kg

• **3 funções eléctricas** com dobra para os joelhos.

• **2 larguras** o sommier: 120 y 140 cm.

• **Altura variável**
De 35 a 81 cm com pés ou rodas.

• **Sommier divisível** com lâminas metálicas soldadas.

• **2 tipos de acabamento:**
com rodas e com anteparo na base em madeira sobre 4 pés.

• **Estética:**
uma vasta seleção de painéis com ou sem corrimão.

• **Robustez:**
pelos materiais de fabrico e o motor LINAK, com garantia de 5 anos.




Imagem de cama com rodas, painéis Auzence II
Com lateiras e anteparo para rodas em Faia Claro



Comando à distância por infravermelhos (opcional).



Pega de apoio (disponível como acessório).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
XXL DIVISYS 3 funções elétricas com dobra para os joelhos 120 cm Ref. IXL4L08120e 140 cm Ref. IXL4L08140e	120 x 200 cm Sommier divisível	Até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	315 kg Colchão 30 kg paciente 270 kg Acessórios 15 kg	Diâmetro 100 mm con travão sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caixa, botoeira e controlo LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm Sommier divisível						

* EE = Elevador de encosto



- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.