

# UMGANG MIT ÜBERGEWICHT




- **Übergewicht** ist seit vielen Jahren eine Pandemie und eine nicht beherrschte Infektionskrankheit.
- **Die Autonomie des Patienten**, der an Übergewicht leidet, muss durch ein entsprechendes Umfeld gefördert werden.
- **Unsere Ausrüstungen** sind für eine Pflege zuhause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt.
- **Genügt den Normen und geltenden Vorschriften.**



## MATRATZE XXL

- Matratze für bettlägerige, übergewichtige Personen in einem Krankenhausbett XXL auf einem Bettrost 120 cm oder 140 cm. In der ärztlichen Verschreibung ist das Gewicht des Patienten anzugeben.
- **Leistung:** Absenken der Druckwerte durch an jede Zone des Körpers angepasste Tragfähigkeit.
- **Dekubitusprävention** bei Patienten mit einem Gewicht zwischen 135 und 270 kg. Die einzige Matratze, die auf der LPPR (Liste der erstattungsfähigen Produkte und Leistungen) steht.
- **Komfort:** eine weiche Oberfläche, damit der Körper sich in das Material schmiegt. Langsame Begleitung der Bewegungen des Körpers.



## FÜR DIE BETTEN MÉDICATLANTIC GEEIGNETE MATRATZEN:

XXL DIVISY



X'PRESS XXL



Zwecks weiterer Informationen stehen die entsprechenden Produktdatenblätter zur Verfügung.

## TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZ	ABMESSUNGEN:	PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
<b>ALOVA XXL VMA64</b>	VMA64	195 x 88 x 14 cm	30 à 180 kg	EN 597-1 und 2 GPEM D1 90 Klasse D
<b>ALOVA XXL für ein Krankenhausbett I 120 cm, Integralbezug aus Promust PU HD*</b>	VMA120BAR	196 x 119 x 17 cm	135 bis 270 kg	
<b>ALOVA XXL für ein Krankenhausbett I 140 cm, Integralbezug aus Promust PU HD*</b>	VMA140BAR	198 x 137 x 17 cm		

Pflege: Promust PU HD



Garantie 3 Jahre

**ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare** – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail : [contact@askle.com](mailto:contact@askle.com)

[www.winnicare.fr](http://www.winnicare.fr)

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte  
ASKLÉ SANTÉ behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich