


GAMA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**® Monobloc **100, DUO, XL, XXL, PEDIA y CONFORT**




ALOVA®, MONOBLOC, ESPUMA MOLDEADA, MÚLTIPLES TAMAÑOS

- **Funcionalidad:** ayuda a la prevención de escaras en personas con riesgo medio a elevado, levantadas durante el día y tumbadas más de 15 horas al día.
- **Ayuda al tratamiento de escaras de nivel I y 2.**
- **Gama:**
 - Colchón Alova 100
 - Colchón Alova DUO
 - Colchón Alova XL.
 - Colchón Alova XXL
 - Colchón Alova Pedia
 - Almohadas Alova Confort



COLCHÓN 100

- **Colchón monobloc** compuesto por:
 - Capa superior de espuma viscoelástica moldeada de 6 cm. Densidad 80 kg / m³
 - Base de espuma High Resilient (HR) de 8 cm. Densidad ≥ 34 Kg / m³
- **Peso del paciente:** 30 a 150 Kg
- **Peso del colchón:** 15 Kg
- **Funda disponible:** Promust CIC




DESCRIPTION	REFERENCIAS DEL EMPAQUETADO		DIMENSIONES	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
	CARTÓN	PALLET BOX		
ALOVA® 100 FundaPromust CIC	VMA100-CIC	VMA100-CIC-BOX	195 x 97x 14 cm	EN 597-1 y 2 GPEM D1-90 clase C

3 años de garantía.
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

COLCHÓN DUO

- **Colchonesmonobloc** compuestos por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, 80 kg/m³ y dureza de 2'2 kPa
 - Base de espuma HR de 7 cm, 34 kg/m³ y dureza de 1'8 kPa
- **Pesodel colchón:** 16'8 kg (VMA70) y 18'2 kg (VMA80)
- **Funda** PROMUST PU HD



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA DUO de 70 cm para cama medicalizada de 140 cm doblesomier.Funda integral en Promust PU HD*	VMA70	196 x 70 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
ALOVA DUO de 80 cm para cama medicalizada de 160 cm doblesomier.Funda integral en PromustPU HD*	VMA80	196 x 80 x 14 cm		


Mantenimiento
Promust PU (HD)



3 años de garantía.
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

COLCHÓN XL

- **Colchón monobloc** compuesto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidad 80 kg/m³ y dureza de 1'7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidad 28 kg/m³ y dureza de 3'6 kPa



- **Peso del colchón:** 24 kg (VMAI17XL) y 28 kg (VMAI37XL)
- **Funda** PROMUST PU

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA XL 120 cm Funda integral en PromustPU HD*	VMAI17XL	195 x 117 x 17 cm	30 a 150 kg	EN 597-1 y 2 GPEMDI 90 clase D
ALOVA XL 140 cm Funda integral en PromustPU HD*	VMAI37XL	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)      

3 años de garantía.
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

COLCHÓN XXL

- **Colchón monobloc** compuesto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidad 80 kg/m³ y dureza de 1'7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidad 42 kg/m³ y dureza de 4'5 kPa

- **Peso del colchón:** 29'5 kg (VMAI20BAR) y 38'9 kg (VMAI40BAR)

- **Funda** PROMUST PU HD



En la prescripción médica debe indicar el peso del usuario.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA XXL 120 cm. Funda integral en PromustPU HD*	VMAI20BAR	195 x 117 x 17 cm	135 a 270 kg	EN 597-1 y 2 GPEMDI 90 clase D
ALOVA XXL 140 cm. Funda integral en PromustPU HD*	VMAI40BAR	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)      

3 años de garantía.
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es


www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

COLCHÓN PEDIA CONFORT

- **Colchón monobloc** compuesto por:
 - Capa superior viscoelástica moldeada con densidad de 80 Kg/m³ y firmeza de 1'8 kPa
 - Base de espuma de alta resiliencia (HR): densidad: 28 Kg/m³ y firmeza de 3'6 kPa
- **Peso del paciente:** 15 a 60 kg (VMA/PEDIA/S), 20 a 90 kg (VMA/PEDIA/M)
- **Peso del colchón:** 12 Kg
- **Funda:** Promust CIC



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	NORMATIVA AL FUEGO
ALOVA™ PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS	VMA/PEDIA/S	160 x 80 x 14	EN 597-1 and 2 GPEM D I 90 Classe D
ALOVA™ PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS	VMA/PEDIA/M		

Instrucciones de limpieza: funda Promust CIC



En colectividades la garantía de la funda es de 1 año. **3 años de garantía.**

ALMOHADAS ALOVA CONFORT

- Almohadas de espuma viscoelástica de 80 kg/m³ de densidad.
- Fundas amovibles (80% algodón y 20% poliéster)



Alova cervical anatómica.
Ref: VCERVA 5535



Alova apoyo lumbar
Ref: VCALELOMB



Alova apoyo cervical media luna
Ref: VDLUNE



Alova cervical
Ref: VCERV-5035/5042/6038
Ref: VTRAVEL-5035



Alova clásica
Ref: VSTAND 6040

REFERENCIA	DIMENSIONES (CM)
VCERVA-5535	55x35x8/12
VSTAND-6040	60x40x13
VDLUNE	28x24x10
VCALELOMB	36x32x10
VCERV-5035	50x35x7/10
VCERV-5042	50x42x10/12
VCERV-6038	60x38x11/13
VTRAVEL-5035	50x35x7/10

3 años de garantía.
1 año para la funda.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.