



MANGAR Archimedes Badelift

Archimedes badelift sænker borgeren trygt og sikkert ned i badekarret på et fast, ergonomisk designet sæde.

NEM AT ANVENDE

- Nem at montere - kan skilles i tre dele, hvilket gør liften let og flytbar.
- Monteres i badekarrets ende, hvilket giver mest muligt benplads, mens liften går fri af eventuelle håndtag eller skridsikre måtter.
- Unikke sugekopper med quick release, hvilket gør badeliften nem at fjerne fra badekarret, uden overanstrengelse af ryggen.

SIMPEL AT VEDLIGEHOLDE

- Stålbasen rengøres nemt og er designet således, at den opretholder sin styrke, samtidig med at den er let.
- De separate dele kan nemt afmonteres og renses.

SIKKER AT BRUGE

- Unikke, fleksible sædeklapper, som tilpasser sig badekarrets sider.
- Sædeklapperne, som er designet med anti-klem, eliminerer risikoen for, at borgerens hud kommer i klemme mellem sædet og klappen under forflytning.
- Sænker kun borgeren ned i badet, hvis der er tilstrækkeligt batteri til at løfte igen.

FORBEDRET VELVÆRE

- At bade kan reducere smerte og fremme en følelse af velvære.
- Det rette hjælpemiddel reducerer nedslidning af medarbejderne og forebygger ulykker og utilsigtede hændelser i forbindelse med forflytning.
- Fjernes nemt fra badekarret, hvilket giver en fleksibel og tilpasningsdygtig løsning til fælles badeværelser.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. brugervægt	165 kg
Maks. højde	45 cm
Min. højde	8 cm
Sædedybde	44,5 cm
Total længde	61 cm
Bredde (ekskl. sædeklapper)	39,5 cm
Bredde på sædeklap	17 cm
Total produktvægt	10 kg
Ryg/hovedstøtte længde	66,5 cm

VARE- OG HMI-NUMMER

Varenummer: 055-00051

HMI-nummer: 139220



FEATURES


1. To sædeklapper med anti-klem.
2. Vandtæt håndbetjening med tydelige betjeningsknapper.
3. Batteridrevet via aktuatoren.
4. Stærke sugekopper, som holder badeliften på plads.
5. Sikkerhedsfunktion, som sikrer, at der er nok batteri til at løfte borgeren op ad badekarret igen.

TILBEHØR

- Reservedelspakke
- Håndbetjening
- Oplader
- Beskyttelsessæt til sædeklap



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE